


安思定專業版簡易操作說明

更新日期：2020/7/20

版本：2020 V_2



專業版操作步驟 1 (擇一使用)

- 探棒模式：
 1. 按 **計時器鍵**，切至 10 秒 (有  的圖示)。
 2. 將電量加至最大 (導線接哪一邊就開哪一邊)。
 3. 按 **頻率鍵** 調至 0.5 頻率。有手術過或受傷後的明顯傷疤，或屬於關節處疼痛，頻率先調整到 100，做過 4 點治療後再將頻率調到 0.5，持續使用。
 4. 讓探頭置於痛點兩側，讓電流穿過痛點：大範圍 X → 小範圍 X → 對應點 → 雙側點 (請參考圖片)。
- 貼片模式：
 1. 按 **計時器鍵**，切至 20~60 分鐘。
 2. 將電量加至最大 (導線接哪一邊就開哪一邊)，如接近頭部而感到暈眩，請調低電量。
 3. 按 **頻率鍵** 調至 0.5 頻率。
 4. 貼片貼於痛點兩側，讓電流穿過痛點，每五分鐘更換兩側舒緩疼痛效果更佳。

專業版操作步驟 2

結束探棒或貼片模式後，使用耳夾 20 分鐘或更多。

1. 使用導電液沾濕耳夾上的棉片。
2. 使用清水或酒精棉片擦拭耳垂，並將耳夾夾於耳垂。
3. 開啟電源，設定至舒適的電流等級，使用 20 分鐘或更多

洽當的電流等級：當開啟安思定時，預設電流等級是 1。緩緩增加電流到感受到些微暈眩(頭暈的感覺，類似在船上搖晃)，然後立即降低電流直到頭暈的感覺停止。

注意事項

1. 禁忌症：懷孕或配戴心律調節器的患者不建議使用此儀器。
2. 耳夾的白色棉片建議**每三天**更換，以確保導電作用是正常進行。
3. 請使用鹼性電池，每日使用約可使用 7-10 小時。



操作影片